

## Användarmanual



Kom-igång  
VictorReader Stratus H  
med överlägg som taltidningsspelare

Ver 130610



# Innehåll

<b>INNEHÅLL</b> .....	<b>2</b>
<b>1 INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
1.1 Hur få hjälp.....	3
1.2 Hur kommer tidningarna.....	3
1.3 Hur ser tidningarna ut.....	3
<b>2 ENKELT LÄGE</b> .....	<b>4</b>
2.1 Beskrivning av utseende och tangenter på spelaren med tangentbordsöverlägget monterat .....	4
2.2 Taltidningsläsning med överlägg monterat.....	4
2.3 Vad man kan göra när man läser en tidning i enkelt läge .....	5

## 2 Inledning

### 2.1 Hur få hjälp

Om du behöver hjälp att hantera din taltidningsspelare eller om du vill anmäla fel på spelaren kontakta Taltidningshjälpen.

Ring **020 - 311 211**

Eller skriv till: [taltidningshjalpen@polarprint.se](mailto:taltidningshjalpen@polarprint.se)

Telefontider: 08:00-12:00, 13:00-16:00, måndag-fredag.

### 2.2 Hur kommer tidningarna

Innehållet i tidningarna kommer från tidningsföretagen och görs om till taltidningsformatet Daisy. Tidningen i Daisy-format skickas sen ut direkt till spelarna via internet och läses upp av den talsyntes som finns i spelaren.

När spelaren slås på kommer den att leta efter nya tidningar. Läsningen börjar normalt i början av den senast nerladdade tidningen. Finns ingen ny tidning börjar läsningen där den avslutades senast.

### 2.3 Hur ser tidningarna ut

Alla tidningar börjar med en innehållsförteckning, sedan kommer förstasidan.

Tidningarna är indelade i delar, artiklar och sidor.

Man kan välja om man vill hoppa mellan tidningens delar, artiklar eller sidor.

## 3 Enkelt läge

### 3.1 Beskrivning av utseende och tangenter på spelaren med tangentbordsöverlägget monterat

Det går att sätta på ett tangentbordsöverlägg som döljer en del knappar på spelaren.

När tangentbordsöverlägget är påsatt på spelaren är det bara vissa tangenter som går att använda. Spelaren är i "enkelt läge".

För att du ska kunna följa den här beskrivningen, ställ spelaren framför dig. Mot dig har du då spelarens framkant med en springa där man stoppar in och matar ut CD-skivor. Spelarens handtag har du på vänster sida. Uppe på spelarens vänstra hörn finner du en rund högtalare.

#### **De knappar du kommer åt i enkelt läge är:**

Till höger om högtalaren finns 3 dubbelknappar som från vänster till höger används för att öka (övre knappen) eller minska (nedre knappen) tonhöjd, volym och hastighet. Nedanför dubbelknapparna, mot spelarens högerkant sitter på/av-knappen. Den är lite nedsänkt.

I spelarens nedre kant alltså närmast dig finns följande knappar från vänster till höger:

spola vänster, Start/stopp samt spola höger.

Ovanför start/stopp finns en halvmånformad knapp som används för att ställa in automatisk avstängning.

Längst ner på apparaten intill handtaget sitter knappen: mata ut CD-skiva.

### 3.2 Taltidningsläsning med överlägg monterat

Starta taltidningsläsning i Enkelt Läge

Utgångspunkten för denna beskrivning är att spelaren är avstängd.

1. Tryck på knappen Slå på/av spelaren och håll den intryckt tills du hör ett pip. Efter en kort paus säger spelaren "Välkommen till Victor Reader." Efter ytterligare en paus säger spelaren "Vänta."
2. Därefter läses namnet upp på den tidning som du prenumerera på. Notera att det är den tidning du senast läste som läses upp. Om den senaste tidningen du läste var från fredagen den 28 september och men du vill läsa tidningen från måndagen den 1 oktober så måste du ta bort tangentbordsöverlägget för att komma åt boklistan.
3. Spelaren startar automatiskt när tangentbordsöverlägget är monterat. Du behöver alltså inte trycka på Start/stopp för att påbörja läsningen.
4. Med knapparna till vänster och till höger om Start/stopp kan du flytta dig framåt och bakåt i tidningens artiklar. Om du håller någon av dessa knappar intryckt så spolar du framåt eller bakåt i tidningens text.
5. Avsluta läsningen genom att trycka på Start/stopp.
6. Du stänger av spelaren helt och hållet med knappen Slå på/av spelaren.

### **3.3 Vad man kan göra när man läser en tidning i enkelt läge**

När du läser en tidning i enkelt läge kan du spola framåt och bakåt i tidningens text som på en kassettbandspelare. När du läser tidningen från början hamnar du i innehållsförteckningen. Av den framgår det på vilka sidor tidningens olika delar finns. Om du vill gå till en bestämd sida för att läsa en särskild del, t ex sporten, måste du byta till Normalt läge på spelaren.



# Taltidningshjälpen

020 - 311 211

taltidningshjalpen@polarprint.se

## **Polar Print**

Teknisk hjälp och support  
Tel 020-82 69 13

Info@polarprint.se  
help@polarprint.se

## **Region nord**

### **Huvudkontor, Luleå**

Polar Print  
Box 950  
971 28 LULEÅ  
Tel 010-470 99 00

### **Region öst**

#### **Stockholm**

Söderarmsvägen 60  
121 54 JOHANNESHÖV

### **Region syd**

#### **Malmö**

Gasverksgatan 2  
211 29 MALMÖ

### **Umeå**

Tvistevägen 47C  
907 36 UMEÅ

### **Region väst**

#### **Falköping**

Rantens Gårds väg 3  
521 31 FALKÖPING

### **Växjö**

Älgvägen 20  
352 45 VÄXJÖ